

Link do produktu: <https://higienadent.com/plyn-do-poszerzania-kanalow-korzeniowych-endo-solution-200g-p-2194.html>



Płyn do poszerzania kanałów korzeniowych Endo-Solution 200g

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001348
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Płyn do poszerzania kanałów ENDO-SOLUTION stosuje się podczas mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych.

Preparat wspomaga udrożnienie i oczyszczenie kanału, usuwa warstwę mazistą, odsłaniając ujścia kanalików zębinowych. Wersenian disodowy (EDTA) zawarty w preparacie wypłukując jony wapnia i magnezu, powoduje rozmiękczenie powierzchniowej warstwy zębiny, ułatwiając jej usunięcie i udrożnienie kanału.

Opakowanie: butelka 200g