

Link do produktu: <https://higienadent.com/plynnny-hybrydowy-material-odbudowujacy-shofu-beautifil-flow-plus-f00-2-2-g-zero-flow-p-1429.html>




Płynny hybrydowy materiał odbudowujący Shofu BEAUTIFIL Flow Plus F00 2,2 g Zero Flow

Cena	94,20 zł
Cena poprzednia	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001044
Producent	SHOFU

Opis produktu

Shofu BEAUTIFIL Flow Plus F00 2,2 g Zero Flow płynny hybrydowy materiał odbudowujący uwalniający fluor.

BEAUTIFIL Flow Plus jest odpowiedni do każdej klasy ubytku – również na powierzchni żującej i na brzegach stycznych. Tworzenie uzupełnień w odcinku bocznym nigdy nie było prostsze ze względu na ulepszone właściwości ułatwiające płynną aplikację. Ponadto zdolność BEAUTIFIL Flow Plus do uwalniania i magazynowania fluoru i jego odporność na kolonizację bakteryjną sprawiają, że idealnie nadaje się on do zapobiegania próchnicy wtórnej.



Obciążenie zwarciove

Wskazania:

- Wypełnienia w zębach przednich i tylnych
- Naprawa wypełnień i uzupełnień protetycznych

Na podstawie badania wytrzymałości materiału **BEAUTIFIL Flow Plus** na ściskanie stwierdzono, że materiał może być używany jako tradycyjny płynny materiał, a także jako materiał wykończeniowy na powierzchni żującej zęba, zapewniając zrównoważone właściwości fizyczne trwałego i estetycznego wypełnienia.



Paleta odcieni

F00

A1	A2	A3	A3.5	A4		
					B1	B2
					C2	D2
SA0.5	SA0.50	A10	A20	Inc	BW	

strzykawka 2,2g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A2O , A3 , A3,5 , A3O , A4 , BW - Bleach White/do zębów wybielanych , Incisal