

Link do produktu: <https://higienadent.com/plynny-kompozyt-hybrydowy-gc-gradia-direct-loflo-2-x-1-5g-p-239.html>

Płynny kompozyt hybrydowy GC Gradia Direct LoFlo 2 x 1,5g



Cena	180,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	003448
Producent	GC

Opis produktu

Gradia Direct LoFlo jest uniwersalnym światłoutwardzalnym mikrocząsteczkowym płynnym kompozytem hybrydowym, widocznym na zdjęciu rtg i uwalniającym jony fluoru. Dzięki opracowanej przez GC, nowej technologii prepolimeryzowanych wypełniaczy HDR (High Density Radiopaque) uzyskano w nim doskonałą wytrzymałość na ścieranie. A dzięki bardziej gęstej konsystencji (mniejszej płynności) doskonale nadaje się do ubytków klasy III, V i ubytków próchnicowych w obrębie cementu korzeniowego.

Wskazania:

- Wypełnienia ubytków klasy I, II, III, IV, V (szczególnie małe ubytki klasy I / płytkie ubytki klasy V / inne małe ubytki)
- Wypełnienia ubytków próchnicowych w obrębie cementu korzeniowego
- Wypełnienia w zębach mlecznych
- Wypełnienia ubytków opracowanych tunelowo
- Pokrywanie powierzchni nadwrażliwych
- Wyścielanie / podkłady / wypełnianie podcieni
- Wypełnianie bruzd
- Stabilizowanie rozchwianych zębów
- Uzupelnienie do wypełnień kompozytowych

Dostępne opakowanie: strzykawka 2 x 1,5g w wybranym kolorze + końcówki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3