

Link do produktu: <https://higienadent.com/plynny-mikrohybrydowy-kompozyt-swiatloutwardzalnygc-gradia-direct-flo-2-x-1-5g-p-238.html>



## Płynny, mikrohybrydowy, kompozyt światłoutwardzalny GC Gradia Direct Flo 2 x 1,5g

Cena	<b>185,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>003441</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**Gradia Direct Flo to płynny, mikrohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt. Jest to łatwa w użyciu, płynna żywica do podścielania i bezpośrednich wypełnień kompozytowych.**

Płynna, nieklejąca się i doskonale dopasowująca się do ścian ubytku konsystencja sprawia, że Gradia Direct Flo jest szczególnie przystosowana do:

- wyścielenia wnętrza ubytku pod bezpośrednie wypełnienia kompozytowe takie jak np. z Gradia Direct;
- wypełnienia tunelowego;
- wypełnienia bardzo małych ubytków;
- korekty małych nieregularności kształtu zęba;
- naprawy uszkodzonych wypełnień kompozytowych.

Strzykawka 1,5g (0,8mL)

Dostępne opakowanie: 2 x 1,5g + końcówki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3 , A3,5