

Link do produktu: <https://higienadent.com/plynny-samoadhezyjny-material-kompozytowy-kerr-vertise-flow-2-x-2g-p-1361.html>



## Płynny, samoadhezyjny materiał kompozytowy Kerr Vertise Flow 2 x 2g

Cena	<b>300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>34403</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

#### **Kerr Vertise Flow to płynny, samoadhezyjny materiał kompozytowy.**

Vertise Flow jest pierwszym samoadhezyjnym kompozytem półpłynnym opartym na technologii OptiBond. Znacznie upraszcza procedury bezpośredniej odbudowy poprzez włączenie systemu wiążącego w skład materiału. Produkt nie wymaga wcześniejszego stosowania systemu wiążącego, co znacznie redukuje liczbę etapów i czas zabiegu. Kompozyt półpłynny posiada właściwości samotrawiące i zmniejsza ryzyko powstawania nadwrażliwości pozabiegowej. Naszą pozycję lidera stomatologii odtwórczej zawdzięczamy dziesięcioleciom badań i innowacji w zakresie materiałów kompozytowych i systemów wiążących – dwóch osiągnięć połączonych w materiale Vertise Flow.

Zastosowanie samoadhezyjnego kompozytu półpłynnego Vertise Flow:

- jako podkład w dużych wypełnieniach klasy I i II
- przy wypełnianiu małych ubytków klasy I i II
- podczas uszczelniania bruzd i zagłębień
- przy naprawie uzupełnień porcelanowych

Opakowanie: 2x2g w wybranym kolorze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3