

Link do produktu: <https://higienadent.com/plynny-universalny-material-kompozytowy-3m-espe-filtek-supreme-flow-2x2g-p-2103.html>



Płynny, uniwersalny materiał kompozytowy 3M ESPE Filtek Supreme Flow 2x2g

Cena	238,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003103
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Filtek Supreme Flowable - płynny kompozyt o innowacyjnej konstrukcji strzykawki, dzięki której praktycznie wyeliminujesz powstawanie pęcherzyków powietrza. Ergonomiczny kształt strzykawki w połączeniu ze zginaną kaniulą ułatwia aplikację do dna ubytku dw dozowaniu materiału. Wszechstronny materiał do szerokiego zakresu wskazań i technik w tym techniki "Injection molding".

Właściwości:

- Praktyczny brak ryzyka powstawania pęcherzyków powietrza
- Łatwo zginająca się kaniula dla lepszego dostępu do ubytku
- Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie strzykawki i dozowanie materiału
- Doskonale adaptuje się do ubytku, utrzymywanie połysku oraz odporność na zużycie
- Przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań i technik
- Może być podgrzewany do zastosowania techniki "injection molding"
- Dostępny w 12 odcieniach

Zastosowanie:

- Do zastosowania jako podkład w bezpośredniej odbudowie klasy I i II
- Odbudowa zrębu korony, przy połowicznej utracie struktury zęba jako wsparcie pod ostateczną odbudowę pośrednią
- Liner pod innym materiałem do bezpośredniej odbudowy
- Uszczelnianie bruzd i trudno dostępnych miejsc
- Odbudowa przy małoinwazyjnym opracowaniu ubytku (w tym odbudowa o małych naprężeniach skurczowych w odcinku okluzyjnym)
- Odbudowa klasy III i V
- Usuwanie podcieni
- Naprawa małych ubytków w szkliwie
- Naprawa małych uszkodzeń w estetycznych uzupełnieniach pośrednich
- Naprawa kompozytowych i akrylowych uzupełnień tymczasowych

Opakowanie: strzykawka 2x2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3