

Link do produktu: <https://higienadent.com/plytki-szelakowe-tessex-al-12szt-p-2171.html>

Płytki szelakowe Tessex AL 12szt.



Cena	33,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4812213
Producent	Spofa

Opis produktu

Szelakowe płytki bazowe AL są przeznaczone do wykonywania indywidualnych łyżek wyciskowych.

Właściwości:

- łatwo się dopasowują
- zachowują nadany kształt po schłodzeniu
- mają standardowy kształt dopasowany do wykonywania wycisków w szczęce i w żuchwie
- zakres grubości płytki wynosi od 1,70 mm do 1,80 mm
- domieszka aluminium zapewnia doskonałe rozgrzewanie całej płytki
- optymalna wytrzymałość mechaniczna zapobiega deformacji łyżek indywidualnych i umożliwia wykonanie precyzyjnych wycisków czynnościowych.

Dostępne opakowanie: 12szt płytek (do wyboru płytki dolne, płytki górne).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Tessex AL: płytki dolne , płytki górne