

Link do produktu: <https://higienadent.com/podklad-pod-wypełniania-kompozytowe-dmg-ionosit-baseliner-6-x-1-5g-p-1869.html>



## Podkład pod wypełniania kompozytowe DMG Ionosit Baseline / 6 x 1,5g

Cena	<b>264,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>213001</b>
Producent	<b>DMG</b>

### Opis produktu

**Ionosit-Baseline jest »wyłącznikiem stresu« wśród materiałów stomatologicznych. Ten utwardzany światłem aktywnych podkład jest idealnym, jednoskładnikowym materiałem pod wypełnienia kompozytowe, ceramiczne i z amalgamatu.** Jego aktywność chemiczna kompensuje kurczenie się typowe dla wypełnień kompozytowych, zapobiega to pęknięciom, wrażliwości pozabiegowej, próchnicy wtórnej a także minimalizuje mikroślamania.

Materiał jest widoczny na zdjęciach rtg, zapewnia długotrwałe uwalnianie fluoru, oraz, ze względu na zawartość cynku i specjalnych monomerów ma właściwości antybakteryjne.

Wskazania: podkład pod wypełnienia kompozytowe, amalgamatowe i ceramiczne, blokowanie podcieni

Cechy szczególne: łatwa obsługa i szybka aplikacja dzięki strzykawkom Saferinge

Właściwości:

- Wyrównuje skurcz polimeryzacyjny materiałów kompozytowych
- Stałe wydzielanie jonów fluorkowych
- Właściwości antybakteryjne (zawiera jony cynku i specjalne monomery)
- Nie wymaga uciążliwego mieszania
- Chroni miazgę
- Zamyka kanaliki zębinowe
- Pozwala uniknąć nadwrażliwości po zabiegu

Opakowanie: 6x1,5g