

Link do produktu: <https://higienadent.com/podklad-pod-wypełnienia-kompozytowe-dmg-ionosit-baseliner-20-x-0-33g-p-1810.html>



## Podkład pod wypełnienia kompozytowe DMG Ionosit Baseline / 20 x 0,33g

Cena	<b>220,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>209538</b>
Producent	<b>DMG</b>

### Opis produktu

Nigdy więcej nadwrażliwości! **Ionosit-Baseline jest »wyłącznikiem stresu« wśród materiałów stomatologicznych.** Ten utwardzany światłem aktywnych podkład jest idealnym, jednoskładnikowym materiałem pod wypełnienia kompozytowe, ceramiczne i z amalgamatu. Jego aktywność chemiczna kompensuje kurczenie się typowe dla wypełnień kompozytowych, zapobiega to pęknięciom, wrażliwości pozabiegowej, próchnicy wtórnej a także minimalizuje mikrozłamania.

Materiał jest widoczny na zdjęciach rtg, zapewnia długotrwałe uwalnianie fluoru, oraz, ze względu na zawartość cynku i specjalnych monomerów ma właściwości antybakteryjne.

Wskazania: podkład pod wypełnienia kompozytowe, amalgamatowe i ceramiczne, blokowanie podcieni

Cechy szczególne: łatwa obsługa i szybka aplikacja dzięki strzykawkom Saferinge

#### Właściwości:

- Wyrównuje skurcz polimeryzacyjny materiałów kompozytowych
- Stałe wydzielanie jonów fluorkowych
- Właściwości antybakteryjne (zawiera jony cynku i specjalne monomery)
- Nie wymaga uciążliwego mieszania
- Chroni miazgę
- Zamyka kanaliki zębinowe
- Pozwala uniknąć nadwrażliwości po zabiegu

Opakowanie: 20x 0,33g