
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 16:52

Link do produktu: <https://higienadent.com/pojemnik-na-odpady-medyczne-1l-p-1883.html>

Pojemnik na odpady medyczne 1l



Cena	2,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00092
Producent	Inny

Opis produktu

Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen HP500N pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1l.

Wszystkie pojemniki są nieprzemakalne, odporne na przekłucia, posiadają specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku widnieje etykieta ostrzegawcza 'materiał zakaźny' wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.