

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 16:50

Link do produktu: <https://higienadent.com/pojemnik-na-odpady-medyczne-3-5l-4l-p-3069.html>



Pojemnik na odpady medyczne 3,5l-4l

Cena	7,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu HP500N - okrągły pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5l-4l.

Nieprzemakalny, odporny na przekłucia, z wycięciami w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Etykieta ostrzegawcza 'materiał zakaźny' wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.

Opakowanie: 1szt.