
Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 19:55

Link do produktu: <https://higienadent.com/pojemnik-na-odpady-medyczne-3l-p-2332.html>

Pojemnik na odpady medyczne 3l



Cena	4,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00356
Producent	Inny

Opis produktu

Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen HP500N pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3l.

Wszystkie pojemniki są nieprzemakalne, odporne na przekłucia, posiadają specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku widnieje etykieta ostrzegawcza 'materiał zakaźny' wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.