

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 16:52

Link do produktu: <https://higienadent.com/pojemnik-na-odpady-medyczne-5l-p-3070.html>



## Pojemnik na odpady medyczne 5l

Cena	<b>8,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Inny</b>

### Opis produktu

**Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu HP500N - okrągły pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5l.**

Nieprzemakalny, odporny na przekłucia, z wycięciami w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Etykieta ostrzegawcza 'materiał zakaźny' wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.

**Opakowanie:** 1szt.