

Link do produktu: <https://higienadent.com/poldent-endostar-canal-locator-narzedzia-do-poszukiwania-i-lokalizacji-kanalow-korzeniowych-6szt-p-2739.html>



Poldent Endostar Canal Locator narzędzia do poszukiwania i lokalizacji kanałów korzeniowych 6szt.

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Poldent Endostar Canal Locator ręczne instrumenty, narzędzia do poszukiwania i lokalizacji kanałów korzeniowych.

Cienkie, elastyczne a przy tym bardzo mocne.

Narzędzia pomocne zwłaszcza do pracy przy wąskich i zakrzywionych kanałach korzeniowych.

Nietnący wierzchołek, wytrawiona skala milimetrowa, ułatwiająca określenie długości roboczej kanału.

Opakowanie: 6 szt. pilników w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 006/18mm , 006/21mm , 008/18mm , 008/21mm , 010/18mm , 010/21mm , Ass 006-010/18mm , Ass 006-010/21mm