

Link do produktu: <https://higienadent.com/poldent-endostar-pilniki-spreader-sonic-6szt-p-3512.html>



Poldent Endostar pilniki Spreader Sonic 6szt.

Cena	22,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Poldent Endostar pilniki Spreader Sonic, narzędzia endodontyczne pomocnicze do usuwania złamanych instrumentów z kanału korzeniowego, narzędzia endodontyczne do irygacji i dezynfekcji kanału zębowego.

Do użycia ze skalerem, należy nimi pracować stosując ruch pionowy posuwisto-zwrotny. Poldent Endostar Pilniki Spreader Sonic wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aktywują płyny w kanale korzeniowym, wykorzystują proces kawitacji.

Dostępne opakowanie:

- 25 czerwone,
- 30 niebieskie,
- 35 zielone,
- 40 czarne,
- 25-40 Ass.

Produkt niesterylny, należy wysterylizować przed użyciem (w autoklawie parowym w temp. 134°C). Zalecana ilość użyc: 1-10 w zależności od rozmiaru pilnika. Nie używać jeśli narzędzie jest uszkodzone, odkształcone, ryzyko złamania kanału.

Opakowanie: 6szt. w wybranym wariantcie rozmiaru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25 , 25-40 Ass. , 30 , 35 , 40