

Link do produktu: <https://higienadent.com/poldent-endostopy-silikonowe-podkladki-100szt-p-2666.html>



Poldent Endostopy silikonowe podkładki 100szt.

Cena	11,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Poldent Endostopy białe, okrągłe, silikonowe podkładki służące do zaznaczania długości roboczej w kanale korzeniowym.

Poldent Endostopy to wysokiej jakości silikonowe podkładki przeznaczone do precyzyjnego oznaczania długości roboczej narzędzi endodontycznych, takich jak pilniki, poszerzacze czy miazgociągi. Dzięki elastycznemu i trwałemu materiałowi zapewniają komfort pracy oraz ułatwiają dokładne prowadzenie leczenia kanałowego. Są one kompatybilne z większością narzędzi endodontycznych dostępnych na rynku, co sprawia, że są uniwersalnym rozwiązaniem dla stomatologów pracujących zarówno techniką ręczną, jak i maszynową. Poldent Endostopy są widoczne na RTG, można je sterylizować w autoklawie w temp. 134°.

Opakowanie: Poldent Endostopy białe 100szt.