

Link do produktu: <https://higienadent.com/poldent-pilniki-s-reczne-6-szt-p-1302.html>



POLDENT Pilniki S ręczne / 6 szt.

Cena	19,80 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Pilniki o bardzo dużej zdolności cięcia, są najbardziej efektywnymi instrumentami do opracowania kanału, zaprojektowanymi jako złożenie dwóch ostrzy tnących pilnika H. Można pracować nimi jak pilnikami (ruch piłowania góra-dół) i poszerzaczami (ruch obrotowy). Na części metalowej znajduje się skala milimetrowa od 18 do 25 mm ułatwiająca określenie długości (głębokości) kanału. Opakowanie - 6 szt.

Pilniki typu S, ręczne.

Rozmiary: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140.

Sortowane: 08-30 (tylko długość 25mm), 15-40, 35-60 (tylko długość 25mm), 45-80, 90-14- (tylko długość 25mm).

Długości 21mm, 25mm i 28mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 21mm #06 , 21mm #08 , 21mm #10 , 21mm #100 , 21mm #110 , 21mm #120 , 21mm #130 , 21mm #140 , 21mm #15 , 21mm #15-40 , 21mm #20 , 21mm #25 , 21mm #30 , 21mm #35 , 21mm #40 , 21mm #45 , 21mm #45-80 , 21mm #50 , 21mm #55 , 21mm #60 , 21mm #70 , 21mm #80 , 21mm #90 , 25mm #06 , 25mm #08 , 25mm #08-30 , 25mm #10 , 25mm #100 , 25mm #110 , 25mm #120 , 25mm #130 , 25mm #140 , 25mm #15 , 25mm #15-40 , 25mm #20 , 25mm #25 , 25mm #30 , 25mm #35 , 25mm #35-60 , 25mm #40 , 25mm #45 , 25mm #45-80 , 25mm #50 , 25mm #55 , 25mm #60 , 25mm #70 , 25mm #80 , 25mm #90 , 25mm #90-140 , 28mm #06 , 28mm #08 , 28mm #10 , 28mm #100 , 28mm #110 , 28mm #120 , 28mm #130 , 28mm #140 , 28mm #15 , 28mm #15-40 , 28mm #20 , 28mm #25 , 28mm #30 , 28mm #40 , 28mm #45 , 28mm #45-80 , 28mm #50 , 28mm #55 , 28mm #60 , 28mm #70 , 28mm #80 , 28mm #90