

Link do produktu: <https://higienadent.com/poliwinylosiloksanowa-masa-wyciskowa-3m-espe-express-light-body-regular-set-7302-2x50ml-p-182.html>



## Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa 3M ESPE Express Light Body Regular Set 7302 2x50ml

Cena	<b>215,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>7302</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**3M ESPE Express poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa, do zastosowania jako II warstwa w wyciskach dwuwarstwowych.**

Cechy:

- mała gęstość produktu,
- materiał średnioszybkowiązący,
- precyzyjne odwzorowanie szczegółów.

Zastosowanie:

- korony,
- mosty,
- wkłady koronowe,
- wyciski pod nakłady.

Masa wyciskowa Express dostępna jest w wersjach kolorystycznych:

**Express Light Body Fast Set 7301 (niebieska) - szybkowiążąca, o rzadkiej konsystencji**  
**Express Light Body Regular Set 7302 (zielona) - średnioszybkowiążąca o małej gęstości**

Opakowanie: 2 x 50ml, końcówki mieszające 10 szt.