

Link do produktu: <https://higienadent.com/poliwinylosiloksanowa-masa-wyciskowa-kulzer-variantime-extra-light-flow-2x50-ml-p-2072.html>



Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa KULZER Variotime Extra Light Flow / 2x50 ml

Cena	96,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66045040
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Variotime Extra Light Flow poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa (A-silikon) przeznaczona do wycisków dwuczaskowych.

Właściwości:

- wysoka hydrofilowość (na poziomie polieteru)- idealne zachowanie w brzdach i kieszonkach,
- duża wytrzymałość i elastyczność,
- precyzyjne odtworzenie detali,
- odporność na wilgoć o bardzo małej spójności,
- niska gęstość produktu.

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające.