

Link do produktu: <https://higienadent.com/polmask-maseczki-medyczne-trojwarstwowe-z-gumka-typ-iir-niebieskie-2x50szt-p-2056.html>



Polmask maseczki medyczne trójwarstwowe z gumką typ IIR niebieskie 2x50szt.

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 18,00 zł |
| Cena poprzednia | 28,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | KAT00271 |
| Producent | POLMASK |

Opis produktu



Certificate of health quality
PZH: B-BŻ-6071-0204/20/C

OEKO-TEX®
STANDARD 100

Jednorazowa maska medyczna 3-warstwowa niebieska typ IIR.

Wyrób medyczny z certyfikatem najczęściej stosowany na salach operacyjnych zapewniający odpowiednią ochronę personelu medycznego oraz pacjenta. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej warstwy hydrofobowej produkt jest szczególnie odporny na przesiąkanie np. płynami ustrojowymi.

Zastosowany czarny filtr o filtracji BFE $\geq 98\%$ bardzo dobrze chroni przed wirusami, bakteriami, a także smogiem.

Maska medyczna typu IIR (model Melt type IIR) wykonana z niebieskiej, delikatnej włókniny polipropylenowej, trzywarstwowa, oddychająca, z filtrem, zgrzewana za pomocą ultradźwięków. Maseczka wyposażona jest w elastyczne gumki i plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej.

- plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej
- 3-warstwowa, oddychająca, tkanina PP Spunbond o zwiększonej odporności na przesiąkanie, z filtrem BFE $\geq 98\%$
 - Warstwa 1: PP Spunbond 25 g/m²
 - Warstwa 2: PP Spunbond 25-32 g/m², filtr BFE $\geq 98\%$
 - Warstwa 3: PP Spunbond 25 g/m²
- zgrzewana za pomocą ultradźwięków
- elastyczne gumki

Maseczka medyczna typ 2R produkowana przez firmę Polmask to certyfikowany wyrób medyczny zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Wyrobów Medycznych.

Materiały wykonawcze posiadają certyfikaty i badania.

Gotowy produkt posiada świadectwo jakości zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
Numer atestu: B-BŻ-6071-0204/20/C

Opakowanie zawiera: Jednorazowe maski medyczne 3-warstwowe niebieskie typ IIR / 2x50szt.

