

Link do produktu: <https://higienadent.com/polmask-maseczki-medyczne-trojwarstwowe-z-gumka-typ-iir-niebieskie-50szt-p-2055.html>



## Polmask maseczki medyczne trójwarstwowe z gumką typ IIR niebieskie 50szt.

Cena	<b>9,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00271</b>
Producent	<b>POLMASK</b>

### Opis produktu



Certificate of health quality  
PZH: B-BŻ-6071-0204/20/C

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

#### Jednorazowa maska medyczna 3-warstwowa niebieska typ IIR.

Wyrób medyczny z certyfikatem najczęściej stosowany na salach operacyjnych zapewniający odpowiednią ochronę personelu medycznego oraz pacjenta. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej warstwy hydrofobowej produkt jest szczególnie odporny na przesiąkanie np. płynami ustrojowymi.

Zastosowany filtr o filtracji BFE  $\geq 98\%$  bardzo dobrze chroni przed wirusami, bakteriami, a także smogiem.

Maska medyczna typu IIR (model Melt type IIR) wykonana z niebieskiej delikatnej włókniny polipropylenowej, trzywarstwowa, oddychająca, z filtrem, zgrzewana za pomocą ultradźwięków. Maseczka wyposażona jest w elastyczne gumki i plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej.

- plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej
- 3-warstwowa, oddychająca, tkanina PP Spunbond o zwiększonej odporności na przesiąkanie, z filtrem BFE  $\geq 98\%$ 
  - Warstwa 1: PP Spunbond 25 g/m<sup>2</sup>
  - Warstwa 2: PP Spunbond 25-32 g/m<sup>2</sup>, filtr BFE  $\geq 98\%$
  - Warstwa 3: PP Spunbond 25 g/m<sup>2</sup>
- zgrzewana za pomocą ultradźwięków
- elastyczne gumki

Maseczka medyczna typ 2R produkowana przez firmę Polmask to certyfikowany wyrób medyczny zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Wyrobów Medycznych.

Materiały wykonawcze posiadają certyfikaty i badania.

Gotowy produkt posiada świadectwo jakości zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.  
Numer atestu: B-BŻ-6071-0204/20/C

Opakowanie zawiera: Jednorazowe maski medyczne 3-warstwowe niebieskie typ IIR / 50szt.

