

Link do produktu: <https://higienadent.com/polmask-maseczki-medyczne-trojwarstwowe-z-gumka-typ-iir-zielone-50szt-p-2057.html>



## Polmask maseczki medyczne trójwarstwowe z gumką typ IIR zielone 50szt.

Cena	<b>9,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001083</b>
Producent	<b>POLMASK</b>

### Opis produktu



Certificate of health quality  
PZH: B-BŻ-6071-0204/20/C

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

#### Jednorazowa maska medyczna 3-warstwowa zielona typ IIR.

Wyrób medyczny z certyfikatem najczęściej stosowany na salach operacyjnych zapewniający odpowiednią ochronę personelu medycznego oraz pacjenta. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej warstwy hydrofobowej produkt jest szczególnie odporny na przesiąkanie np. płynami ustrojowymi.

Zastosowany filtr o filtracji BFE  $\geq 98\%$  bardzo dobrze chroni przed wirusami, bakteriami, a także smogiem.

Maska medyczna typu IIR (model Melt type IIR) wykonana z zielonej, delikatnej włókniny polipropylenowej, trzywarstwowa, oddychająca, z filtrem, zgrzewana za pomocą ultradźwięków. Maseczka wyposażona jest w elastyczne gumki i plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej.

- ✓ plastikny drucik na nos w otulinie polipropylenowej
- ✓ 3-warstwowa, oddychająca, tkanina PP Spunbond o zwiększonej odporności na przesiąkanie, z filtrem BFE  $\geq 98\%$
- Warstwa 1: PP Spunbond 25 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa 2: PP Spunbond 25-32 g/m<sup>2</sup>, filtr BFE  $\geq 98\%$
- Warstwa 3: PP Spunbond 25 g/m<sup>2</sup>
- ✓ zgrzewana za pomocą ultradźwięków
- ✓ elastyczne gumki

Maseczka medyczna typ 2R produkowana przez firmę Polmask to certyfikowany wyrób medyczny zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Wyrobów Medycznych.

Materiały wykonawcze posiadają certyfikaty i badania.

Gotowy produkt posiada świadectwo jakości zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.  
Numer atestu: B-BŻ-6071-0204/20/C

---

Opakowanie zawiera: Jednorazowe maski medyczne 3-warstwowe zielone typ IIR / 50szt.