

Link do produktu: <https://higienadent.com/polmil-zestaw-diagnostyczny-7szt-p-2297.html>



Polmil zestaw diagnostyczny 7szt.

Cena	3,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSM5023
Producent	Polmil

Opis produktu

Polmil Jednorazowy Zestaw Diagnostyczny Stomatologiczny to praktyczny komplet narzędzi przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewniający higienę i bezpieczeństwo podczas badania jamy ustnej. Zestaw został stworzony z myślą o gabinetach stomatologicznych, klinikach oraz sytuacjach, gdzie wymagane jest sterylne i wygodne narzędzie do szybkiej diagnostyki.

Jednorazowy zestaw diagnostyczny w skład którego wchodzi:

- 1x ślinociąg stomatologiczny
- 1x pęseta stomatologiczna
- 1x lusterko stomatologiczne
- 1x zgłębnik stomatologiczny
- 1x śliniak stomatologiczny
- 1x tacka na narzędzia
- 2x wałeczek stomatologiczny

Cechy:

- Jednorazowe, sterylne narzędzia – eliminują ryzyko zakażeń krzyżowych
- Lekka, ergonomiczna konstrukcja – zapewnia wygodę i precyzję podczas pracy
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa – trwałe i bezpieczne w użyciu
- Pakowane indywidualnie – gwarancja higieny i gotowości do natychmiastowego użycia
- Idealne do gabinetów, klinik i mobilnych punktów diagnostycznych

Zastosowanie:

- Diagnostyka stomatologiczna – ocena stanu uzębienia, dziąseł i jamy ustnej
- Szybkie badania kontrolne w warunkach klinicznych i mobilnych
- Higieniczne narzędzie dla stomatologów, higienistów i studentów
- Wygodna alternatywa dla tradycyjnych narzędzi wielokrotnego użytku