

Link do produktu: <https://higienadent.com/polydent-alpha-dent-chemoutwardzalny-kompozyt-2x14g-p-2230.html>



Polydent Alpha-Dent chemoutwardzalny kompozyt 2x14g

Cena	133,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1265-001
Producent	Polydent

Opis produktu

Alpha-Dent chemoutwardzalny kompozyt zawierający 63% objętościowo nieorganicznego wypełniacza, nieprzenikalnego dla promieni RTG o rozmiarach ziaren od 0,04 do 15 mikronów. Monomer matrycy organicznej bazuje na żywicy Bis-GMA.

Kompozyt zalecany jest do ubytków klasy III i V oraz w ograniczonym stopniu do wypełniania ubytków klasy I w zębach przedtrzonowych i w pewnych przypadkach ubytków klasy IV, gdzie estetyka wypełnienia nie jest priorytetem.

Materiał dostępny jest w uniwersalnym odcieniu, który optymalnie adoptuje się do otaczających tkanek zęba.

Zestaw zawiera:

- 28g - baza + 28g - katalizator
- 3ml - bond baza ; 3ml - bond katalizator
- 2 x 4g wytrawiacz w żelu (strzykawka)
- aplikatory, pędzelki do bondingu, uchwyt do pędzelków, bloczki do mieszania.