

Link do produktu: <https://higienadent.com/praktor-anatomiczne-paski-metalowe-0-025mm-30szt-p-3576.html>



Praktor anatomiczne paski metalowe 0,025mm 30szt.

Cena	18,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00341
Producent	Praktor

Opis produktu

Anatomiczne paski metalowe marki Praktor to wysokiej jakości narzędzia stomatologiczne, przeznaczone do precyzyjnego odtwarzania anatomicznego kształtu zęba podczas wykonywania wypełnień ubytków klasy II. Wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, zapewniają trwałość i precyzję pracy.

Zastosowanie:

- wzór 20 asortyment
- wzór 21 przedtrzonowe lewe
- wzór 22 przedtrzonowe prawe
- wzór 23 trzonowe lewe
- wzór 24 trzonowe prawe
- wzór 28 przedtrzonowe obustronne
- wzór 29 trzonowe obustronne

Paski metalowe anatomiczne są dostępne w trzech grubościach:

- 0.05 mm
- 0.035 mm
- 0.025 mm

Produkt jest niejadalny i jednorazowego użytku. Przed użyciem zaleca się dezynfekcję i/lub sterylizację zgodnie z obowiązującymi procedurami medyczno-sanitarnymi. Anatomiczne paski metalowe Praktor są cenione przez stomatologów za swoją precyzję, trwałość i różnorodność dostępnych wzorów, co pozwala na optymalne dopasowanie do potrzeb pacjenta.

Opakowanie: 30szt. pasków w wybranym wzorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paski Praktor: Wzór 23 zęby trzonowe lewostronne , Wzór 28 zęby przedtrzonowe obustronne , Wzór 29 zęby trzonowe obustronne