

Link do produktu: <https://higienadent.com/praktor-anatomiczne-paski-metalowe-ivory-0-05mm-30szt-p-2241.html>



Praktor anatomiczne paski metalowe Ivory 0,05mm 30szt.

Cena	18,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003155
Producent	Praktor

Opis produktu

Anatomiczne paski metalowe Praktor Ivory wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, przeznaczone do wykonywania uzupełnień ubytków klasy II. Doskonale odwzorowują anatomiczny kształt zęba. Zaletą tego typu formówek jest ich uniwersalność. Każdy pasek posiada perforację, która po umieszczeniu paska w napinaczu pozwala odpowiednio go dopasować do konkretnej sytuacji klinicznej.

Zastosowanie:

- wzór 01 zęby mleczne
- wzór 02 zęby przedtrzonowe
- wzór 03 zęby trzonowe
- wzór 30 asortyment

Paski metalowe anatomiczne Ivory są dostępne w grubości 0.05 mm.

Produkt jest niejadalny i jednorazowego użytku. Przed użyciem zaleca się dezynfekcję i/lub sterylizację zgodnie z obowiązującymi procedurami medyczno-sanitarnymi. Anatomiczne paski metalowe Praktor są cenione przez stomatologów za swoją precyzję, trwałość i różnorodność dostępnych wzorów, co pozwala na optymalne dopasowanie do potrzeb pacjenta.

Opakowanie: 30szt. pasków w wybranym wzorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paski Praktor: Wzór 01 zęby mleczne , Wzór 02 zęby przedtrzonowe , Wzór 03 zęby trzonowe , Wzór 30 asortyment