

Link do produktu: <https://higienadent.com/precyzyjny-material-wyciskowy-kulzer-variotime-easy-putty-2-x-300ml-p-1158.html>



Precyzyjny materiał wyciskowy KULZER Variotime Easy Putty / 2 x 300ml

Cena	162,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66044993
Producent	Kulzer

Opis produktu

Gama produktów Kulzer Variotime stanowi doskonałe połączenie wyjątkowych właściwości i rezultatów z ponad 25-letnim doświadczeniem producenta w dziedzinie precyzyjnych materiałów wyciskowych na bazie polisiloksanu winylu. Koncepcja zmiennego czasu zapewnia większe możliwości przy doborze rozpoczęcia czasu wiązania. **Variotime** to jeden system dla wszystkich technik wyciskowych, praca z materiałem jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna.

Kulzer Variotime Easy Putty innowacyjny a-silikon (VPS) do mieszania ręcznego z przeznaczeniem do pracy przy wyciskach dwuczасowych i wyciskach dwuwarstwowych. Posiada szeroki zakres zastosowań. Variotime Easy Putty to jeden system do wszystkich technik wyciskowych. Niezwykła dokładność i wyjątkowe odwzorowanie szczegółów.

Właściwości:

- łatwa i intuicyjna praca z materiałem
- doskonałe efekty wizualne
- dobre właściwości hydrofilowe
- miękka konsystencja w trakcie mieszania
- duża twardość końcowa do dużych nacisków na materiał odporny na wilgoć i niewielka deformacja wycisków
- łatwy do opracowania - zmienny czas opracowywania i krótki czas wiązania w jamie ustnej
- łatwy do mieszania: dostępny w zasobniku typu Dynamix Cartridge do mieszania automatycznego i w wersji Variotime Easy Putty do mieszania ręcznego.

Dostępne opakowanie uzupełniające do ręcznego mieszania: Variotime Easy Putty Refill 2 x 300ml.