

Link do produktu: <https://higienadent.com/precyzyjny-material-wyciskowy-typu-addycyjnego-o-bardzo-malej-lepkosci-kettenbach-dental-panasil-initial-contact-x-light-2x50ml-p-2017.html>



## Precyzyjny materiał wyciskowy typu addycyjnego o bardzo małej lepkości Kettenbach Dental Panasil Initial Contact X-Light 2x50ml

Cena **175,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **001342**

Producent **Kettenbach Dental**

### Opis produktu

**Panasil Initial Contact precyzyjny materiał wyciskowy typu addycyjnego o bardzo małej lepkości przeznaczonym do drugiego etapu pobierania wycisku.**

**Panasil Initial Contact X-Light** wyjątkowo płynny materiał wyciskowy do tworzenia precyzyjnych wycisków w ekstremalnych sytuacjach. Wyjątkowo wysoka hydrofila początkowa, precyzyjny elastomerowy materiał wyciskowy o wiązaniu addycyjnym na bazie winilopolisiloksanu. Idealnie nadaje się jako druga warstwa z materiałem pierwszej warstwy Panasil binetics Fast lub z klasykiem Panasil putty z puszki.

Nr ref. 1340111

Opakowanie: 2x50ml