


Link do produktu: <https://higienadent.com/premium-plus-jednorazowe-końcówki-do-ssaka-hve-10szt-p-2882.html>

Premium Plus jednorazowe końcówki do ssaka HVE 10szt.



Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Premium Plus jednorazowe końcówki do ssaka HVE, przeznaczone do odsysania wydzieliny podczas zabiegów chirurgicznych, do dużych objętości krwi. Pasują do ssaka o średnicy 11mm lub 16mm. Możliwość sterylizacji przed pierwszym użyciem w autoklawie w temp. do 134°. Wykonane z wysokiej jakości materiałów bez lateksu, wypolerowana powierzchnia wewnętrzna, wypolerowane krawędzie, cicha praca, komfort dla pacjenta, różne warianty kolorystyczne.

Dostępne opakowania:

- 005L - 16 mm, zakrzywiony, duży dla dorosłych (głowa 22 mm)
- 005M - 16mm Średni zakrzywiony dla dorosłych (głowa 20mm)
- 006P - 16mm Pedo zakrzywiony (głowa 16mm)
- 205M - 11mm Średni zakrzywiony dla dorosłych (głowa 20mm)
- 206P - 11 mm zakrzywiony Pedo (głowa 16 mm)

Opakowanie: 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 005L - 16 mm , 005M - 16mm , 006P - 16mm , 205M - 11mm , 206P - 11 mm