

Link do produktu: <https://higienadent.com/premium-plus-koncowka-do-skalera-p3d-emswoodpecker-1szt-p-3305.html>



Premium Plus końcówka do skalera P3D EMS/Woodpecker 1szt.



Cena	44,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Premium Plus końcówka do skalera P3D. Kończówka pasuje do skalera EMS, Woodpecker.

P3D(PD3D/PS3D)

Diamond coated (40um grit) tip for root planning after periodontal flap surgery. It's can also be used to edge planning of artificial crown and furcation expanding.



Opakowanie: końcówka do skalera 1szt.