

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 18:22

Link do produktu: <https://higienadent.com/premium-plus-pilniki-c-6-szt-p-2265.html>

Premium Plus pilniki C+ 6 szt.



Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001378
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Pilniki C+ Premium Plus:

- wykonane ze stali nierdzewnej
- dostępne w rozmiarach 21mm i 25mm
- do zwapniałych kanałów korzeniowych, z bardzo sztywną końcówką 3 mm
- zalecane wyłącznie do jednorazowego użytku
- 6 sztuk/opakowanie

Dostępne rozmiary:

- 25mm, #06 (czerwone)
- 25mm, #10 (fioletowe)
- 25mm, #12,5 (brązowe)
- 25mm, #15 (białe)
- 25mm #6-15

Opakowanie: listek 6 szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #06 , 25mm, #10 , 25mm, #12,5 , 25mm, #15 , 25mm, #6-15