

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:22

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-oslonki-plytki-fosforowej-nr-0-100szt-be0100hq-p-1397.html>



PROTECTDENT osłonki płytki fosforowej Nr 0 /100szt. BE0100HQ

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Protectdent

Opis produktu

Osłonki płytki fosforowej RTG, nr 0.

Osłonki płytki fosforowej:

- zabezpieczają płytkę podczas operowania nią
- chronią obraz RTG po naświetleniu płytki
- służą do zabezpieczenia płytki przed kontaktem ze śliną pacjenta
- są jednorazowe
- wodoodporne (wykonane z folii)
- pasują do płytek obrazowych skanerów Durr Dental, Digora, Kodak i innych.

Rozmiar: 24x38mm

Nr ref. BE0100HQ

Zawartość opakowania: Nr 0/100 sztuk.