

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-oslonki-plytki-fosforowej-nr-1-100szt-be1b100-p-1398.html>



PROTECTDENT osłonki płytki fosforowej Nr 1 /100szt. BE1B100

Cena

55,00 zł

Producent

Protectdent

Opis produktu



Osłonki płytki fosforowej RTG, nr 1.

Osłonki płytki fosforowej:

- zabezpieczają płytkę podczas operowania nią
- chronią obraz RTG po naświetleniu płytki
- służą do zabezpieczenia płytki przed kontaktem ze śliną pacjenta
- są jednorazowe
- wodoodporne (wykonane z folii)
- pasują do płytek obrazowych skanerów Durr Dental, Digora, Kodak i innych.

Rozmiar: 27x44mm

Opakowanie BIO przyjazne środowisku.

Nr ref. BE1B100

Zawartość opakowania: Nr 1/100 sztuk.