

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 12:01

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-oslonki-plytki-fosforowej-nr-2-100szt-be2100hq-p-1399.html>



## PROTECTDENT osłonki płytki fosforowej Nr 2 /100szt. BE2100HQ

Cena	<b>55,00 zł</b>
Producent	<b>Protectdent</b>

### Opis produktu

Osłonki płytki fosforowej RTG, nr 2.

Osłonki płytki fosforowej:

- zabezpieczają płytkę podczas operowania nią
- chronią obraz RTG po naświetleniu płytki
- służą do zabezpieczenia płytki przed kontaktem ze śliną pacjenta
- są jednorazowe
- wodoodporne (wykonane z folii)
- pasują do płytek obrazowych skanerów Durr Dental, Digora, Kodak i innych.

Rozmiar: 33x44mm

Nr ref. BE2100HQ

Zawartość opakowania: Nr 2/100 sztuk.