

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-oslonki-plytki-fosforowej-z-tekturka-xl-nr-2-100szt-2-kb-p-1403.html>



PROTECTDENT osłonki płytki fosforowej z tekturką XL Nr 2 /100szt. 2-KB

Cena	79,00 zł
Producent	Protectdent

Opis produktu



Osłonki płytki fosforowej RTG, nr 2. Osłonka tekturowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem. Wersja XL jest łatwiejsza i szybsza w obsłudze dzięki górnej, niebieskiej części osłonki. Jest ona większa niż w standardowych osłonkach dzięki czemu jej obsługa jest prosta i znacznie skraca czas pracy.

Osłonki płytki fosforowej:

- zabezpieczają płytkę podczas operowania nią
- chronią obraz RTG po naświetleniu płytki
- służą do zabezpieczenia płytki przed kontaktem ze śliną pacjenta
- są jednorazowe
- wodoodporne (wykonane z folii)
- pasują do płytek obrazowych skanerów Durr Dental, Digora, Kodak i innych.

Rozmiar: 33x44mm

Opakowanie BIO przyjazne środowisku.

Nr ref. 2-KB

Zawartość opakowania: osłonki płytki fosforowej nr 2 z tekturką, wersja XL/100 sztuk.