

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-wezyk-do-fizjodyspensera-bien-air-p-1414.html>



PROTECTDENT wężyk do fizjodyspensera BIEN AIR

Cena	25,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Protectdent

Opis produktu

Przewody do fizjodyspensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z :

- BIEN AIR (iCHIROPRO / Chiropro L / Chiropro)

Zawartość opakowania: 1 sztuka.