

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-wezyk-do-fizjodispensera-nsk-pd10-7-p-1410.html>



PROTECTDENT wężyk do fizjodispensera NSK PD10-7

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Protectdent

Opis produktu

Przewody do fizjodispensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

Jałowy wężyk do fizjodispensera kompatybilny z :

- NSK (Surgic Pro / Surgic Pro Led / Surgic XT / Surgic XT Plus , ViaroSurg)
- BIOMET 3i (Osseocision)
- KYOCERA (Implantor Neo)
- Aseptico (Aeu 7000 / Aeu 6000)

Nr ref. PD10-7

Zawartość opakowania: 1 sztuka.