

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 19:43

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-wezyk-do-fizjodyspensera-universalny-pd10-8-p-1412.html>



PROTECTDENT wężyk do fizjodyspensera UNIWERSALNY PD10-8

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Protectdent

Opis produktu

Przewody do fizjodyspensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z :

- KAVO
- FRIEDRICHSFELD
- NOUVAG
- BIEN AIR
- SAESHIN X-CUBE
- NEO SURGE

Pasuje do większości modeli.

Nr ref. PD10-8

Zawartość opakowania: 1 sztuka.