

Link do produktu: <https://higienadent.com/protectdent-wezyk-do-fizjodyspensera-wh-pd10-3-p-1409.html>



PROTECTDENT wężyk do fizjodyspensera W&H PD10-3

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Protectdent

Opis produktu

Przewody do fizjodyspensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z :

- W&H* (Implantmed classic, Elcomed)
- NOBELBIOCARE* (80 / OsseoSet 100 / 200 / 300 Osseocare)
- FRIADENT* (Frios unit S / Si)
- 3j* (Surgical Unit)
- STRAUMANN* (ZimmerDental , Lifecore center pulse , Innova Corp)

NIE jest kompatybilny z najnowszym modelem IMPLANTMED SI-1023.

Nr ref. PD10-3

Zawartość opakowania: 1 sztuka.