

Link do produktu: <https://higienadent.com/przezroczysty-a-silikon-do-specjalnych-zastosowan-kulzer-memosil-2-2-x-50ml-p-1963.html>



Przezroczysty A-silikon do specjalnych zastosowań KULZER Memosil 2 / 2 x 50ml

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#50035018
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Memosil 2 przezroczysty materiał do rejestracji zgryzu na bazie silikonu, przeznaczony do specjalnych zastosowań w protetyce. Silikonowa rejestracja zgryzu stosowana jest tam, gdzie wymagane są bardzo dokładne wyciski.

Zastosowanie:

Materiał najlepiej stosować do wycisku zwarciowego pod światłoutwardzalne kompozyty do zębów tylnych, wycisku zębów przednich pod protezy tymczasowe, wypełnienia i licówki, do osadzania punktów odniesienia przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego podczas planowanego leczenia implantologicznego, a także jako matrycę do przenoszenia zamków ortodontycznych na model gipsowy.

Właściwości:

- oszczędność czasu: materiał aplikuje się bezpośrednio do jamy ustnej
- przezroczystość: optyczna kontrola położenia konstrukcji pomocniczych
- przezroczystość: polimeryzacja kompozytów światłoutwardzalnych przez materiał
- higiena: czysta i higieniczna praca - bezpośrednia, sterylna aplikacja materiału
- krótki czas pracy w jamie ustnej
- neutralny smak i zapach: wygoda dla pacjenta
- twardość Shore'a A: 72
- czas pracy: 30 sekund przy minimalnym czasie w jamie ustnej 3 minuty
- transparentny kolor
- wkłady Memosil 2 system nabożów do Automix: system z automatycznym mieszaniem: oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów podczas rejestracji zgryzu.

Opakowanie: 2x50ml, 12szt. końcówki mieszające.