

Link do produktu: <https://higienadent.com/pulpdent-lime-lite-4x1-2ml-podklad-swiatloutwardzalny-pod-wypełnienia-p-3223.html>



PulpDent Lime-Lite 4x1,2ml podkład światłoutwardzalny pod wypełnienia

Cena	165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pulpdent

Opis produktu

PulpDent Lime-Lite podkład światłoutwardzalny (czas 20 sekund) pod wypełnienia, przeznaczony do pośredniego pokrycia miazgi.

Tolerancyjny na wilgoć, nie pęka, nie kruszy się, trwały - wysoka odporność na ściskanie.

Materiał przepuszczalny dla RTG, wygodny do aplikacji, brak pochodnych BPA, bez bisfenolu. Większe uwalnianie wapnia, fosforanów i fluoru. Uniwersalny odcień zębiny.

Opakowanie: 4x1,2ml, 20 końcówek aplikacyjnych.