

Link do produktu: <https://higienadent.com/radix-paste-carriers-igly-lentulo-ze-sprezynka-25mm-4szt-p-3084.html>



Radix Paste Carriers igły lentulo ze sprężynką 25mm 4szt.

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Radix

Opis produktu

Radix Paste Carrier igły lentulo - igły wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej przeznaczone do dozowania materiału wypełniającego, nawet w najbardziej zakrzywionym kanale.

Sprężynka bezpieczeństwa w igłach Radix Lentulo uelastycznia je oraz chroni przed złamaniem podczas pracy. Długość 25mm.

Opakowanie zawiera: Radix Paste Carriers 25mm w wybranym rozmiarze, 4szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm #35 , 25mm #40 , 25mm, #25 , 25mm, #30