



RelyX Fiber Post Drill 1szt.

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT003135
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Wiertła RelyX Fiber Post do wkładów RelyX Fiber Post oraz RelyX Fiber Post 3D.

Właściwości:

- Dostępne w czterech rozmiarach aby zapewnić dokładne dopasowanie i zapobiec błędom
- Wiertła oznaczone kolorami - łatwy wybór rozmiaru
- Mikroporowata powierzchnia zapewnia dodatkową siłę wiązania dzięki efektom mikroretencyjnym
- Doskonała przepuszczalność światła dla skutecznego utwardzania światłem w głąb kanału korzeniowego.

Dostępne rozmiary:

- 0 (biały) (średnica 1,1 mm)
- 1 (żółty) (średnica 1,3 mm)
- 2 (czerwony) (średnica 1,6 mm)
- 3 (niebieski) (średnica 1,9 mm)
- uniwersalny - poszerzacz

Opakowanie: 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , Uniwersalny