

Link do produktu: <https://higienadent.com/roeko-endo-frost-200ml-zimny-spray-do-kontroli-zywnosci-miazgi-p-3267.html>



## Roeko Endo Frost 200ml zimny spray do kontroli żywotności miazgi

Cena	<b>64,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Roeko</b>

### Opis produktu

#### **Roeko Endo Frost zimny spray do kontroli żywotności miazgi.**

Do aplikowania za pomocą bawełnianych kuleczek. Stymulując zakończenia nerwowe miazgi zimnym sprayem można sprawdzić reakcję włókien nerwowych. Wykonując test miazgi można sprawdzić żywotność (istniejący przepływ krwi) zęba. Spray nie zawiera chlorofluorowęglowodorów i jest bezwonny.

#### **Właściwości:**

- szybka reakcja
- nie wymaga chłodzenia
- łatwy w użyciu
- dysza natryskowa do wygodnej aplikacji

**Opakowanie:** spray 200ml