

Link do produktu: <https://higienadent.com/roteck-oslonka-zagryzaka-ustnika-125-26-500-szt-p-885.html>



ROTECK osłona zagryzaka (ustnika) 125-2/6 500 szt.

Cena	56,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000193
Producent	ROTECK

Opis produktu

Roteck osłonka zagryzaka (ustnika) pantomografu. Jednorazowe osłonki przeznaczone do zabezpieczenia zagryzaków pantomografu podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich w gabinetach stomatologicznych. Wykonane z elastycznego i przezroczystego tworzywa, zapewniają skuteczną barierę ochronną, minimalizując ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii między pacjentami a personelem medycznym.

Cechy produktu:

- **Materiał:** Elastyczne i transparentne tworzywo.
- **Wymiary:** Każda osłona ma wymiary 20 mm x 60 mm, co pozwala na dopasowanie do standardowych zagryzaków stosowanych w pantomografach.
- **Higiena:** Jednorazowe zastosowanie osłonek wspomaga utrzymanie wysokiego standardu higieny w gabinecie, chroniąc przed zakażeniami krzyżowymi.
- **Opakowanie:** Produkt dostępny jest w opakowaniach zawierających 500 sztuk osłonek, co zapewnia ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie dla placówek medycznych.

Wykonana z elastycznego i transparentnego tworzywa. Wspomaga zabezpieczenie pacjenta i personel przed migracją wirusów i bakterii.

Wymiar 20mmx 60mm.

Op. 125 - 2/6, 500 szt.