

Link do produktu: <https://higienadent.com/roteck-paski-metalowe-plaskie-do-formowki-0-05mm-30szt-p-467.html>



ROTECK Paski metalowe płaskie do formówki 0,05mm 30szt.

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT001241
Producent	ROTECK

Opis produktu

ROTECK jednorazowe paski metalowe, płaskie do formówki - akcesoria stomatologiczne, zaprojektowane do precyzyjnego kształtowania wypełnień podczas zabiegów dentystycznych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości 0,05 mm, charakteryzują się wyjątkową gładkością powierzchni, co ułatwia modelowanie materiału kompozytowego i zapewnia doskonałe przyleganie do tkanek zęba.

Cechy produktu:

- **Materiał i grubość:** Stal nierdzewna o grubości 0,05 mm zapewnia odpowiednią elastyczność i wytrzymałość, umożliwiając precyzyjne kształtowanie wypełnień.
- **Powierzchnia:** Bardzo gładka powierzchnia pasków minimalizuje ryzyko przywierania materiału kompozytowego, co ułatwia pracę i poprawia jakość odbudowy.
- **Wzory:** Dostępne w różnych wzorach, takich jak:

Wzór 8: Przeznaczony do zębów przedtrzonowych obustronnych.

Wzór 9: Dedykowany do zębów trzonowych obustronnych.

Wzór 12: Dla zębów przedtrzonowych jednostronnych.

Wzór 13: Dla zębów trzonowych jednostronnych.

8 - 2 brzuski przedtrzonowe

9 - 2 bruszki trzonowe

10 - 2 bruszki trzonowe

12 - 1 brzuszek przedtrzonowe

13 - 1 brzuszek trzonowe

Opakowanie: Paski są pakowane w opakowania po 30 sztuk, co zapewnia wygodę i ekonomiczność użytkowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Roteck: - 12 , - 13 , - 8 , - 9