

Link do produktu: <https://higienadent.com/roteck-paski-metalowe-tloczone-0-05mm-p-466.html>



Roteck paski metalowe tłoczone 0,05mm

Cena	19,90 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ROTECK

Opis produktu

Paski profilowane anatomiczne (tłoczone). Paski produkowane są w grubości 0,05 mm z wysokiej jakości stali o bardzo dużej gładkości. Umożliwiają uzyskanie idealnego kształtu odbudowywanego wypełnienia.

- Wzór 21 na zęby przedtrzonowe lewostronne
- Wzór 22 na zęby przedtrzonowe prawostronne
- Wzór 23 na zęby przedtrzonowe lewostronne
- Wzór 24 na zęby trzonowe prawostronne
- Wzór 28 na zęby przedtrzonowe obustronne
- Wzór 29 na zęby trzonowe obustronne
- Wzór 20 asortyment wzorów 21, 22, 23, 24, 28, 29

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Roteck: - 20 , - 21 , - 22 , - 23 , - 24 , - 28 , - 29