

Link do produktu: <https://higienadent.com/saiko-zid-1l-preparat-do-dezynfekcji-powierzchni-i-przedmiotow-p-2645.html>



Saiko Zid 1l preparat do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów

Cena	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Saiko-Med

Opis produktu

Saiko Zid - biobójczy i bezpieczny preparat do czyszczenia i szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni oraz akcesoriów - bez spłukiwania.

Preparat do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętów i wyposażenia w obszarze medycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz w gospodarstwach domowych. Przeznaczony jest do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, działanie prątkobójcze w tym wobec prątków gruźlicy i pełne działanie wirusobójcze.

Opis:

- nowoczesny preparat o szerokim spektrum działania,
- przeznaczony do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych,
- nie zawiera aldehydów i fenoli,
- pierwsze działanie bakterio i wirusobójcze już po 15 sekundach,
- rekomendowany do używania w klinikach medycznych, gabinetach stomatologicznych, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu fizjoterapeutycznego oraz w szkołach i przedszkolach,
- spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, prątki gruźlicy, wirusy (vaccinia, HIV, HBV, HVC, herpes simplex, ebola)

Sposób użycia: preparat należy stosować na wybraną powierzchnię (np.: ze stali, szkła, plastiku, gumy) i spryskać z odległości ok. 30 cm pozostawiając do wyschnięcia lub przetrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym - preparat nie pozostawia smug i zacieków. Pierwsze działanie już po 15 sekundach.

Opakowanie: 1l butelka + spryskiwacz