

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 13:46

Link do produktu: <https://higienadent.com/samoadhezyjny-cement-3m-espe-relyx-u200-clicker-11g-p-2079.html>



Samoadhezyjny cement 3M ESPE RelyX U200 Clicker / 11g

Cena	595,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00045
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE RelyX U200 Clicker - ręcznie mieszany, samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych w podajniku typu Clicker.

Właściwości:

- komfortowe użytkowanie,
- szybka i czysta aplikacja bez strat materiału,
- wybór wyciskanej ilości - 11g wyciskane w 80 kliknięciach (w przybliżeniu 40 aplikacji),
- odporność na wilgoć,
- oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie dodatkowego etapu trawienia oraz aplikacji primera i bondu.

Opakowanie: materiał w wybranym odcieniu w podajniku typu Clicker 11 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A30 , TR