

Link do produktu: <https://higienadent.com/samopolimeryzujace-tworzywo-akrylowe-zhermack-villacryl-s-v4-100g-50ml-p-261.html>



## Samopolimeryzujące tworzywo akrylowe Zhermack Villacryl S V4 / 100g + 50ml

Cena	<b>67,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>V130V4Z05</b>
Producent	<b>Zhermack</b>

### Opis produktu

**Zhermack Villacryl S samopolimeryzujące tworzywo akrylowe przeznaczone do reperatury protez zębowych.**

Zalety:

- łatwy w przygotowaniu i obróbce
- umożliwia szybką naprawę protezy
- ma taki sam wachlarz kolorystyczny jak Villacryl H Plus, H Rapid, SP, co gwarantuje estetykę naprawy
- dobrze wiąże z płytą protezy
- nie zawiera metali ciężkich
- obojętny biologicznie

Dostępny kolor: V4 (różowy żółkowany)

Opakowanie: proszek 100g, płyn 50ml.